


Pipetas Pasteur, PE-LD

De un solo uso. Muy buena reproducibilidad del número de gotas por mililitro, por lo que son ideales para distribuir cantidades de líquido alícuotas. Las pipetas Pasteur llenas se pueden congelar o se pueden transformar en un recipiente cerrado mediante termosellado. El fuelle de aspiración integrado puede presionarse con facilidad. Así, aunque se pipetee con frecuencia, los dedos permanecen descansados.

Estables en procesos de esterilización con gas o rayos gamma.

Art. N° 149293 + 149393 de PE-HD.



Variantes / Tamaños

Figura N°	Volumen ml	Grad./ División ml	Ø exterior de la punta mm	Longitud mm	N° de gotas por ml	UE	Art. N°
1	3,0	-	2,8	152	25-27	5000	148893
2	3,5	1/0,25	3,4	151	25-30	5000	148993
3	3,5	3/0,5	3,2	152	21-28	5000	149093
4	2,0	2/0,5	3,3	152	22-26	5000	149193
5	4,0	-	3,0	150	25	5000	149293
6	1,0	0,25	1,0	144	70	5000	149393